

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 acreditado por el Bureau Veritas con acreditaciones que lo respaldan  
(Para corroborar la autenticidad del presente ingrese esta clave en nuestra página Web: 1CzGB7CGKS )

PROTOCOLO N° **83226**

Hoja 1 de 2

Buenos Aires, lunes, 15 de septiembre de 2014

Remitente: Brix SRL

Muestra Declarada: BRIX 3000 PLUS

Identificación: Lote: 20140724 100 Vto: 24/07/2016

Solicita: Índice de irritación en mucosa ocular (cod.: 463)

Fecha Inicio de Ensayo: 8/9/2014

Fecha de terminación del ensayo: 15/09/2014

Nota: El muestreo fue realizado por el remitente.

### METODOLOGÍA:

Preparación de la muestra: Sin diluir.

De acuerdo al Test de J. H. Draize, se uso nueve conejos albinos divididos en dos grupos. Al primer grupo de tres conejos, se le administró 0.1 g. de la muestra en cada ojo y se lavó con 20 ml. de agua a los cuatro segundos. Al otro grupo de seis conejos se administró 0.1 g. de la muestra en cada ojo y no se lavó posteriormente. Se realizaron lecturas durante 7 días.

### CLASIFICACIÓN OBTENIDA:

Grupo ojos lavados      No Irritante  
Grupo ojos sin lavar      No Irritante

### Cuadro de resultados:

Grupo: Ojos Lavados			1h	24 hs	48 hs	72 hs	96 hs	7 Días
CONEJ O Nro.	LESIONES OCULARES		08/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	11/09/2014	12/09/2014	15/09/2014
1	córnea	opacidad	0	0	0	0	0	0
		área	0	0	0	0	0	0
	iris		0	0	0	0	0	0
	conjuntiva	enrojecimiento	0	0	0	0	0	0
		edema	0	0	0	0	0	0
		secreción	0	0	0	0	0	0
2	córnea	opacidad	0	0	0	0	0	0
		área	0	0	0	0	0	0
	iris		0	0	0	0	0	0
	conjuntiva	enrojecimiento	0	0	0	0	0	0
		edema	0	0	0	0	0	0
		secreción	0	0	0	0	0	0
3	córnea	opacidad	0	0	0	0	0	0
		área	0	0	0	0	0	0
	iris		0	0	0	0	0	0
	conjuntiva	enrojecimiento	0	0	0	0	0	0
		edema	0	0	0	0	0	0
		secreción	0	0	0	0	0	0
Totales	Total Cornea		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total Iris		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total Conjuntiva		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scores diarios promedios			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



PROTOCOLO N° **83226**

Hoja 2 de 2

**Cuadro de resultados:**

Grupo: Ojos sin Lavar		1h	24 Hs	48 Hs	72 Hs	96 Hs	7 Días
CONEJ O Nro.	LESIONES OCULARES	08/09/2014	09/09/2014	10/09/2014	11/09/2014	12/09/2014	15/09/2014
1	córnea	opacidad	0	0	0	0	0
		área	0	0	0	0	0
	iris		0	0	0	0	0
	conjuntiva	enrojecimiento	0	0	0	0	0
		edema	0	0	0	0	0
secreción		0	0	0	0	0	
2	córnea	opacidad	0	0	0	0	0
		área	0	0	0	0	0
	iris		0	0	0	0	0
	conjuntiva	enrojecimiento	0	0	0	0	0
		edema	0	0	0	0	0
secreción		0	0	0	0	0	
3	córnea	opacidad	0	0	0	0	0
		área	0	0	0	0	0
	iris		0	0	0	0	0
	conjuntiva	enrojecimiento	0	0	0	0	0
		edema	0	0	0	0	0
secreción		0	0	0	0	0	
4	córnea	opacidad	0	0	0	0	0
		área	0	0	0	0	0
	iris		0	0	0	0	0
	conjuntiva	enrojecimiento	0	0	0	0	0
		edema	0	0	0	0	0
secreción		0	0	0	0	0	
5	córnea	opacidad	0	0	0	0	0
		área	0	0	0	0	0
	iris		0	0	0	0	0
	conjuntiva	enrojecimiento	0	0	0	0	0
		edema	0	0	0	0	0
secreción		0	0	0	0	0	
6	córnea	opacidad	0	0	0	0	0
		área	0	0	0	0	0
	iris		0	0	0	0	0
	conjuntiva	enrojecimiento	0	0	0	0	0
		edema	0	0	0	0	0
secreción		0	0	0	0	0	
Totales	Total Cornea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total Iris	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total Conjuntiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scores diarios promedios		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Este protocolo fue validado electronicamente. Es copia fiel del original alojado en servidores

**Dr. David Sapoznikow**  
M.N. 1182-b

